



Descrição do produto

ESPONJA NÃO RISCA TEK BOND é produzida com espuma e manta abrasiva e poderoso agente antiviral e antibacteriano que elimina 99,9% dos vírus* e das bactérias*. Garante excelente poder de limpeza, qualidade e durabilidade superior. Com uma espuma macia desenvolvida para limpeza de painéis e louças sem a formação de risco indesejáveis. *Vírus testados: Coronavírus cepa CCoV na fibra. **Bactérias Testadas: S. aureus e E. coli na fibra abrasiva.1

Seguindo todas as recomendações de conservação contidas na embalagem, a ação do agente antiviral e antibacteriano dura mais de 20 lavagens.

1Testes realizados em laboratórios externos.

Composição

Composta de manta laranja não-tecida aditivada com agente bactericida e virucida, colada com adesivo à base d'água em espuma laranja de poliuretano E17D18.

Informações Técnicas

Aparência:	De acordo com o padrão.
Cor:	Espuma laranja e manta laranja
Odor:	Sem odor de acordo com o padrão
Largura:	75,0 ± 2,0 mm
Comprimento:	110,0 ± 2,0 mm
Espessura da Espuma:	17,0 ± 1,0 mm
Espessura da Manta:	3,0 ± 0,8 mm
Espessura da Espuma + Manta:	20,0 mm

Instruções de uso e manuseio

Use o lado da manta laranja para limpeza onde a ação abrasiva não é recomendada, ou seja, para superfícies delicadas/ antiaderentes e outros. E o lado da espuma laranja utilize para limpeza de superfícies delicadas como vidros, louças, pias e talheres. Após o uso, lave a esponja com água e sabão para retirar todos os resíduos de uma superfície. Retire o excesso de água e guarde em local limpo e seco.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem unitária em caixa com 60 unidades e pack com 3 unidades em caixa com 120 unidades.

Armazenamento e Validade

Após o uso, lave a esponja com água e sabão para remover resíduos e/ou gordura. Ferva 1L de água e desligue o fogo. Coloque a esponja na água fervida por 10 minutos, retire-a com um pegador e deixe-a esfriar. Repita o processo a cada 3 ou 4 dias. Guarde em um local limpo e seco. Validade: Indeterminada. Após o uso recomenda-se a troca da esponja a cada 4 semanas.

Armazenamento e Validade

Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor.
18 meses de validade.

Segurança

Teste em uma pequena área escondida antes de usar para evitar riscos. Use apenas com água e sabão ou detergente. Mantenha longe do alcance de crianças e animais.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.